TP · 1A · FISA · DIFFRACTION



OBJECTIFS

Vous familiariser avec une expérience de diffraction à l'infini de pupilles variées. A l'issue de cette séance vous serez capable d'aligner un banc optique mettant en œuvre une source quasi-ponctuelle, un objectif d'imagerie, une pupille diffractante et une caméra pour un traitement ultérieur sous matlab. Vos acquisitions devront être de qualité. Pensez à relever tous les paramètres utiles et n'oubliez pas les incertitudes.


PRE-REQUIS

chapitres 8/9 Optique Physique (Henri Benisty) et chapitres 5/6 électromagnétisme (Benjamin Vest)

Diamètre ϕ de la tache de diffraction d'une pupille disque de diamètre d à la longueur d'onde λ éclairée par une onde sphérique convergente, dans un plan à distance D (de la pupille).




MONTAGE OPTIQUE ... de diffraction à l'infini à distance finie !




source quasi ponctuelle

à flux variable λ = 632,8 nm

La source quasi ponctuelle est obtenue avec un laser suivi d'un système d'épuration que vous réglerez dans la séance « TP Filtrage ». Un polariseur placé à la sortie du laser permet de régler rapidement le flux lumineux afin d'obtenir un niveau de signal adapté sur la caméra. Une densité optique peut-être également utilisée si le flux est encore trop important.





ACTIVITE bonus

- former l'image de la source à l'infini
- observer, interpréter, acquérir
 - d = 2 mm et faites varier D